

bewell[®]
connect



VISIOMED GROUP SA
112, Avenue Kléber
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.fr
www.visiomed-group.com



Made in China

Visiomed Technology Co., LTD.
2nd Floor of N°.1 building, Jia An
Technological Industrial Park
67 District, Bao An
518101 SHENZHEN - China

————— DISTRIBUTED BY —————

Marché Européen/
European market


VISIOMED GROUP SA
112, Avenue Kléber
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.fr
www.visiomed-group.com
www.bewell-connect.com



MyTensio

BW-BT1




By **Visiomed**[®]



- 1 Niveau des piles / Battery indication / Batterij / Indicadorde batería / Batterieanzeige/iindicatore di batteria
- 2 Indicateur de couleur / Color indication / Kleur / Indicador de color / Farbanzeige/indicatore di colore
- 3 Bluetooth
- 4 Heure/Time/Tijd/ Hora / Uhrzeit/Ora
- 5 Systolique / Systolic / Systolisch / Sistólica Systolisch/Sistolica
- 6 Diastolique / Diastolic / Diastolisch / Diastólica / Diastolisch
- 7 Fréquence cardiaque / Heart rate / Harts slag / Frecuencia cardiaca / Herzfrequenz/Frequenza cardiaca


LEXIQUE DES SYMBOLES / SYMBOLS DEFINITIONS

	Lire le manuel d'utilisation / Refer to instruction manual. / Manuale d'uso
	Attention / Caution / Attenzione
	Compatibilité Electromagnétique (EMC) de type BF / Type BF applied part / Compatibilità EMC
	Le dispositif, ses accessoires et son emballage doivent être recyclés de la façon appropriée au terme de leur utilisation. Respecter les règlements et règles locaux / The device, accessories, and the packaging must be disposed of correctly at the end of usage. Please follow local regulations for disposal. / Prodotto a raccolta speciale
	Fabricant / Manufacturer / Fabricante
	Marquage CE /93/42/EEC CE marking / Marchio CE medicale
	Date de fabrication / Date of manufacture / Data di fabbricazione
	Représentant agréé au sein de la Communauté Européenne / Authorized representative in the European community / Rappresentante autorizzato EU
	Numéro de série / Serial number / Numero Seriale
	Garder au sec / Keep dry / non impermeabile
	Température de stockage / Storage temperature / Temperatura di conservazione
	Numéro de lot / Batch number / Numero lotto
	Taux d'humidité / Humidity level / Livello di umidità



- 1 Brassard / armband / armband / brazaleta / Rękawa naramię / Cuffia

- 3 Raccord d'air / cuff tubing connector / manchetslang / conector del tubo / Połączenie powietrzne / Raccordo aria



- 2 Prise d'air / Socket / Aansluiting / Die Buchse / Gniazodka / presa aria

- 4 Tube à air / connection tube / Lucht slang / El tubo / Rura powietrzna / Tubo

- 5 Unité principale / CPU / Hoofdeenheid / unidad principal / Główna jednostka / Unità principale

SN Serial number

SN:

Anno Mese Giorno Numero di serie

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA, CONFORME ALLE NORME EUROPEE. NOI VISIONED , DICHIARIAMO QUI SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ CHE IL SEGUENTE PRODOTTO BW-BT1 MYTENSIO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E ALLE ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI DELLA DIRETTIVA R & TTE 1999/5 / CE. QUESTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PUÒ ESSERE TROVATA SUL NOSTRO SITO WEB:
<https://bewell-connect.com/en/conformite-produits-bewellconnect/>

Sommario

1. Note per la sicurezza.....	23
1.1. Avviso.....	23
1.2. Attenzione.....	23
1.3. Precauzioni generali.....	23
1.4. Raccomandazioni.....	24
2. Informazioni.....	24
3. Caratteristiche.....	27
4. Utilizzo.....	27
4.1. Descrizione	27
4.2. Applicazione	28
4.3. Indicazioni per l'automisurazione	28
4.4. Controindicazioni per l'automisurazione.....	28
4.5. Precauzioni prima dell'utilizzo.....	29
4.6. Suggerimenti per la misurazione.....	29
4.7. Istruzioni per l'uso.....	29
4.8. Guida.....	30
5. Sostituzione delle batterie.....	32
6. Conservazione dell'apparato.....	32
7. Prevenire guasti e malfunzionamenti.....	32
8. Specifiche.....	33
9. Risoluzione dei problemi.....	34

Accedere al nostro sito Web per scoprire come installare e utilizzare l'applicazione BewellConnect® <https://bewell-connect.com/en/applications-support/>

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza alcun parere preliminare le specifiche tecniche del prodotto.

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato MyTensio BW-BT1 da Visioned®. Per utilizzarlo in modo ottimale ed efficiente, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

1. NOTE PER LA SICUREZZA

È importante leggere tutte le avvertenze e le precauzioni contenute in questo manuale. Sono per la vostra sicurezza, per prevenire lesioni ed evitare situazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo. Consultare il proprio medico se si ha una malattia grave o se si desidera saperne di più sull'uso di questo dispositivo medico.

1.1. AVVISO

Questo prodotto non dovrebbe incoraggiare l'automedicazione o modifiche terapeutiche. Misurazioni troppo frequenti possono causare lesioni al paziente a causa di interazioni nel flusso sanguigno. Non curvare il tubo durante la misurazione, il tubo curvo potrebbe bloccare la deflazione e causare lesioni. Non misurare su un braccio ferito, in quanto potrebbe causare ulteriori lesioni. Interrompere immediatamente la misurazione se si verifica una reazione allergica.

1.2. ATTENZIONE

Non gonfiare il bracciale quando non è avvolto sul braccio. Non usare la forza per piegare o tirare il bracciale. Utilizzare sempre gli accessori specificati nel manuale, l'uso di altre parti non approvate dal produttore può essere pericoloso. Non utilizzare accessori non specificati in questo manuale dell'utente. Non cambiare i componenti staccabili da soli. Non comprimere o limitare il tubo di collegamento, in caso di danni.

1.3. PRECAUZIONE GENERALE

Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso per il quale è progettato come descritto nel presente manuale. Questo dispositivo può essere utilizzato per uso personale a casa. Non utilizzare l'unità per altri scopi. Questo dispositivo è progettato per uso esterno. Uso e conservazione: fare riferimento alle caratteristiche tecniche (intervallo di temperatura ambiente, umidità relativa, pressione atmosferica, altitudine). Questo dispositivo deve essere sempre posizionato in un luogo pulito e asciutto. Non esporre questo dispositivo alla luce solare o all'acqua. Non esporre questo dispositivo a scosse elettriche. Non utilizzare questo dispositivo all'aperto. Non lasciare mai cadere il dispositivo. Seguire le istruzioni di manutenzione specificate in questo manuale. Non tentare di aprire il dispositivo. In caso di problemi, contattare il servizio clienti.

- Non lasciare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è progettato per l'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, emotive o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non vengano utilizzate in presenza di qualcuno responsabile della loro sicurezza, sotto la supervisione o seguendo le istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- Interrompere l'uso del dispositivo in caso di anomalie o malfunzionamenti.
- Interrompere l'uso dell'unità in caso di guasto o malfunzionamento.
- Questa apparecchiatura medica elettrica richiede precauzioni specifiche per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Deve essere installato e utilizzato secondo le informazioni elettromagnetiche.
- L'apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui sono controllati i disturbi RF irradiati. Il cliente o l'utente dell'apparecchiatura può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e le apparecchiature come raccomandato alla fine del manuale, in base alla massima potenza di uscita delle apparecchiature di comunicazione.
- Le letture possono essere distorte se l'unità viene utilizzata vicino a un televisore, forno a microonde, telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo con un campo elettrico.


14. INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI CYBERSECURITY

1. Per far funzionare correttamente l'App mobile, assicurarsi di disporre di una connessione di rete affidabile e sicura. Per il corretto funzionamento dell'App, è necessaria una connessione Bluetooth. I dati personali sono archiviati in un host di dati sanitari (con connessione di rete) situato in Francia. Per la sicurezza dei tuoi dati, non condividere il tuo smartphone / tablet con l'App che hai effettuato l'accesso. I dati vengono trasferiti dal tuo dispositivo all'host di dati Healthcare con un protocollo protetto.

2. L'app MyTensio è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Android 4.3 o versioni successive iOS 8.0 o versioni successive. Controlla regolarmente se l'APP è stata aggiornata sugli store. Procedere a qualsiasi aggiornamento del prodotto, ove applicabile. Questi aggiornamenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza.

2. INFORMAZIONE

La pressione sanguigna varia considerevolmente durante il giorno e queste variazioni sono ancora più significative nei soggetti ipertesi. È più bassa la mattina e aumenta nel pomeriggio e la sera. Quando dorme, diminuisce. La pressione sanguigna è più bassa in estate che in inverno e aumenta notevolmente con l'età. La pressione sanguigna aumenta anche durante l'esercizio fisico, il sesso, la gravidanza, lo stress, ecc.



Nota: una o due letture della pressione sanguigna non forniranno una vera indicazione della pressione sanguigna, è importante misurarla quotidianamente e regolarmente per ottenere dati precisi. Condividere i risultati con il proprio medico, può aiutarlo a diagnosticare e prevenire potenziali problemi di salute.

Nel 2013, la Società europea di ipertensione ha definito una classificazione della pressione arteriosa in accordo con la tabella seguente. Tuttavia, questa classificazione è solo una guida generale, poiché la pressione sanguigna varia da persona a persona, in base all'età, al peso e alla salute.

Si consiglia di consultare il proprio fisico per determinare la pressione sanguigna normale.

This blood pressure chart reflects categories defined by the European Society of Hypertension.

LIVELLI DI PRESSIONE DEL SANGUE IN ADULTI (IN MMHG *)					
Categoria diagnostica *	Systolic a (mmHg)		Diastolica (mmHg)	Colore	
Ottimale	<120	e	<80	verde	
Normale	120-129	e/o	80-84	verde	
Alta moderata	130-139	and/or	85-89	giallo	
Ipertensione di 1° grado (lieve)	140-159	and/or	90-99	rosso	
Ipertensione di 2° grado (moderata)	160-179	and/or	100-109	rosso	
Ipertensione di 3° grado (grave)	≥180	and/or	≥110	rosso	

* Millimetri di mercurio

** Contatti immediatamente il medico

*** Pressione sanguigna sistolica

**** Pressione sanguigna diastolica

Il colore è determinato dal valore di Sistolica o Diastolica più alto

Auto-misurazione della pressione sanguigna

MAM (modalità media di misurazione): la tecnologia MAM consente di eseguire automaticamente tre misurazioni ripetute in pochi istanti. La ripetizione è essenziale quando si misura la pressione sanguigna da soli, perché letture isolate sono spesso errate per molte ragioni, tra cui l'elevata variabilità della pressione sanguigna e l'elevata suscettibilità a fattori esterni come l'attività recente o lo stress. Effettuare 3 letture consecutive e calcolarle in media può migliorare l'affidabilità della misurazione della pressione sanguigna a casa da parte di un non professionista. Questa modalità d'uso è particolarmente raccomandata dall'SFHTA in caso di auto-misurazione.

Blacher, J., et al. «Preso in carica della ipertensione arteriosa dell'Adulto. Raccomandazioni 2013 della Société française d'ipertensione arteriosa.. "Annales de Cardiologie et d'Angéiologie. Vol. 62. No. 3. Elsevier Masson, 2013. Regola di 3 secondi: 3 letture consigliate da seduti, a riposo, 3 giorni consecutivi: al mattino prima di assumere farmaci, 3 letture consecutive (MAM); la sera dopo aver preso i farmaci, 3 letture di fila (MAM)

Una singola lettura non è necessariamente significativa, soprattutto in termini di monitoraggio della pressione sanguigna.

- Auto-misurazione della pressione arteriosa: gli obiettivi di monitoraggio per un soggetto ipertensivo noto che utilizza l'auto-misurazione a casa sono diversi da quelli della Società europea di ipertensione (ESH, che stabilisce la classificazione della pressione arteriosa) e inferiore. Questi obiettivi si basano sull'età e possono variare a seconda delle condizioni.

Caso generale: SBP *** <135 mmHg e DBP **** <85 mmHg Età > 80 anni: SBP * <150 mmHg

Insufficienza renale cronica: SBP *** <130 mmHg e DBP **** <80 mmHg

I valori indicati sono solo a scopo informativo e devono essere convalidate in ogni caso da un medico. È importante controllare i tuoi obiettivi, soprattutto in caso di malattia grave o gravidanza.

3 CARATTERISTICHE

Metodo oscillometrico

Sensore di pressione inserito in silicene

Misurazione automatica della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca

Misura polsino: 22-42 cm (8.6-16.5 pollici) (adatto per larghezza del braccio compresa tra 22 e 42 cm (8.6-16.5 pollici)

2 modalità di misurazione: MAM (modalità media di misurazione)

Rilevazione dell'aritmia cardiaca

Spegnimento automatico

Trasferimento dati su smartphone / tablet compatibili con Bluetooth 4.0.

4. USO

5. DESCRIZIONE Visualizza diagramma B pagina 2 Destinazione d'uso

6. Lo sfigmomanometro del braccio viene utilizzato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca dalla parte superiore del braccio utilizzando il metodo oscillometrico. Il dispositivo è destinato esclusivamente alla popolazione adulta presso strutture di assistenza domiciliare o ospedaliere, non applicato ad altre popolazioni come il neonato.

7. Principio operativo

8. Questo monitor digitale per la pressione arteriosa utilizza il metodo oscillometrico di misurazione della pressione arteriosa, il che significa che il monitor rileva il segnale attraverso l'arteria brachiale e lo converte in una lettura digitale.

4.2 SCARICA L'APPLICAZIONE



Le seguenti informazioni sono soggette a modifiche:

- Scarica e installa l'app BewellConnect® dal tuo App Store o Google Play tuo telefono cellulare o tablet
- Premere sull'icona MyTensio avviare la misurazione

4.3.INDICAZIONI PER L'auto-misurazione

L'auto-misurazione della pressione arteriosa è consigliata per: Pazienti che iniziano un trattamento antiipertensivo per determinarne l'efficacia. Pazienti che necessitano di un monitoraggio più attento in merito alle loro consultazioni intermedie (pazienti con malattia coronarica, diabete e / o malattia renale). Donne in gravidanza che cercano di prevenire la preeclampsia. Pazienti con rischio cardiovascolare. Le persone che mostrano la pressione alta durante le visite del medico - per eliminare l'effetto camice bianco o confermare un caso reale di ipertensione. Pazienti anziani la cui variabilità della pressione arteriosa è aumentata e la cui frequenza di effetto camice bianco aumenta gradualmente con l'età. Persone sospettate di mascherare l'ipertensione (non rilevata dal medico). In caso di ipertensione resistente. L'assistenza e la manutenzione non sono consentite durante l'uso del dispositivo. La pressurizzazione del CUFF può causare temporaneamente la perdita di funzionalità delle apparecchiature elettromedicali di monitoraggio utilizzate contemporaneamente sullo stesso arto.

4.4. CONTROINDICAZIONI PER L'auto-misurazione

L'auto-misurazione della pressione sanguigna è controindicata su:

Persone sotto i 18 anni

Pazienti affetti da:

- Fibrillazione atriale o altre gravi patologie cardiache come una grave aritmia cardiaca;
 - Disturbi ansiosi o ossessivi;
 - Insufficienza cognitiva anziana (se non utilizzata da terzi);
 - Disabilità fisica, Handicap.
- Un braccio che indossa una fistola da dialisi, un catetere venoso periferico: per evitare un funzionamento alterato della fistola o del catetere, la formazione di coaguli di sangue nella vena, - Un braccio che ha subito una linfadenectomia ascellare. L'aumento della pressione nei vasi sanguigni vicini può portare al gonfiore delle braccia e delle mani (linfedema)
- Un braccio emplegico
- Obesità: indice di massa corporea (BMI) > 30 (fascia del braccio non adatta), perimetro del braccio > 42 cm (16,5 pollici)

- Applicazione del CUFF e sua pressurizzazione sul braccio sul lato di una mastectomia.

45.PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Non confondere l'autocontrollo con l'autodiagnosi. Le misurazioni della pressione arteriosa devono essere interpretate solo da un professionista della salute che abbia familiarità con la tua storia medica. Se stai assumendo farmaci, consulta il tuo medico per determinare il momento più appropriato per misurare la pressione sanguigna. Non modificare MAI un farmaco prescritto senza prima consultare il proprio medico. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato da adulti. se questo dispositivo viene utilizzato su un paziente bambino, anziani o bambini piccoli, consultare il proprio medico. Questo prodotto non dovrebbe incoraggiare l'automedicazione o l'adattamento del trattamento. Se c'è troppa pressione o ti senti a disagio, premi immediatamente il pulsante ON / START per sgonfiare rapidamente.

Non utilizzare questa unità in un veicolo in movimento; ciò può comportare una misurazione errata.

46.SUGGERIMENTI PRIMA DELLA MISURA

Evitare di mangiare, fumare o esercitare 30 minuti prima di effettuare misurazioni. Rilassati per 15 minuti prima di prendere la pressione sanguigna. Lo stress aumenta la pressione sanguigna. Evitare di effettuare misurazioni durante periodi di stress. Devi prendere la pressione sanguigna in un ambiente calmo e devi essere rilassato e seduto con il braccio su un tavolo. Rimanere fermi e non parlare durante l'assunzione di pressione sanguigna. Gli utenti non dovrebbero tentare di modificare il dispositivo in alcun modo. L'accuratezza di questo sfigmomanometro è stata accuratamente testata ed è progettata per una lunga durata.

47.ISTRUZIONI PER L'USO

Vedi diagramma A pagina 2

Inserire il connettore del tubo del bracciale nella presa sul lato sinistro del monitor. Assicurarsi che il connettore sia completamente inserito per evitare perdite d'aria durante le misurazioni della pressione sanguigna. Evitare la compressione o la restrizione del tubo di collegamento durante la misurazione. Ciò può causare errori di gonfiaggio o lesioni dannose dovute alla pressione continua della cuffia



Do not take measurements over clothing. Remove jewelry from the arm you are measuring before taking measurement (watch, ring, bracelet, etc).

- Siediti su una sedia con i piedi appoggiati sul pavimento (non incrociare le gambe).
- Assicurati che il tuo smartphone o tablet con l'app BewellConnect® sia a portata di mano.
- Metti il bracciale intorno al braccio con il pennarello arancione nella parte inferiore.
- Deve essere 1-2 cm dalla piega del gomito. Il marker arancione deve trovarsi sull'arteria del braccio interno.

- Chiudi il velcro (non troppo stretto).
- Premere START / STOP per accendere il monitor della pressione sanguigna.
- Metti il braccio sul tavolo.
- Rimanere seduti e calmarci per 5 minuti prima di eseguire la misurazione.
- Non muoversi durante la misurazione.
- Per determinare su quale braccio continuerai a leggere, esegui una misurazione su entrambi i bracci durante la prima lettura.
- In caso di pressione sanguigna asimmetrica (pressione sanguigna sistolica destra-pressione sanguigna sistolica sinistra > 20 mmHg), prendere le letture dal braccio con il valore più alto, tranne in caso di controindicazioni in questo braccio.
- La misurazione sarà troppo bassa se la fascia da braccio è più alta del cuore o troppo alta se è più bassa del cuore.
- Nota:
- Per risultati più affidabili, eseguire misurazioni sul braccio. I risultati della misurazione sono forniti a titolo informativo. In caso di dubbi sui risultati, si prega di contattare il medico.
- Nota: per risultati più affidabili, eseguire misurazioni sullo stesso braccio. I risultati della misurazione sono forniti a titolo informativo. In caso di dubbi sui risultati, si prega di contattare il medico.

4.8. GUIDA UTENTE

Nota: per un primo utilizzo, inserire le batterie nel dispositivo (vedere il capitolo 5)

Impostazione dell'ora

- L'ora viene impostata automaticamente durante la sincronizzazione del tensiometro con lo smartphone / il tablet.

Esistono 2 modalità di misurazione: modalità MAM e modalità MAM modalità singola:



- Tre misurazioni della pressione arteriosa vengono ripetute automaticamente con intervalli di 15 secondi tra ciascuna misurazione. La fascia da braccio si gonfia e si sgonfia per 3 volte consecutive. Non rimuovere la fascia da braccio prima di aver completato tutte e 3 le letture della pressione.

Modalità Singola :



- Viene effettuata una sola misurazione

Registrazione delle misure con l'applicazione BewellConnect®

Avviare l'applicazione BewellConnect® e fare clic su MyTensio. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone o tablet. Premere il pulsante ON / OFF per accendere il dispositivo. La modalità di misurazione predefinita è la modalità MAM (3 misure). Premere il pulsante "INIZIA MISURA" nell'applicazione per avviare la misurazione. La fascia da braccio si gonfia automaticamente. Al termine della misurazione, i risultati vengono trasferiti automaticamente tramite Bluetooth 4.0 e visualizzati nella schermata dell'applicazione. Premere di nuovo il pulsante ON / OFF per spegnere il dispositivo. Se si dimentica di spegnerlo, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 2 minuti.


Registrazione delle misurazioni senza l'applicazione BewellConnect®

È inoltre possibile utilizzare il tensiometro senza l'applicazione MyTensio, le misurazioni effettuate non verranno salvate nel tensiometro o nel telefono. Premere il pulsante ON / OFF per accendere il dispositivo. Selezionare la modalità di misurazione premendo il pulsante START / STOP per 5 secondi: Modalità MAM (3 misurazioni); Modalità singola (1 misura). Premere START / STOP per iniziare la misurazione. La fascia da braccio si gonfia automaticamente. Al termine della misurazione, i risultati vengono visualizzati sullo schermo del dispositivo. Il codice colore sullo schermo (verde, arancione, rosso) indica il livello di pressione arteriosa in base alla classificazione definita da ESH. Premere di nuovo il pulsante ON / OFF per spegnere il dispositivo. Se si dimentica di spegnerlo, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

Appunti:

Se si desidera interrompere la misurazione della pressione arteriosa in qualsiasi momento, premere ON / START per spegnerlo. Parlate con il vostro medico se avete domande sull'uso del monitor della pressione arteriosa. Puoi anche avviare la misurazione con l'app.

5.INSERIRE O SOSTITUIRE LE BATTERIE

Quando il display LCD mostra  la batteria "", sostituire tutte le batterie con batterie nuove.



- 1.Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia per aprirlo.
2. Inserire 4 batterie AA alcaline nella direzione di polarità corretta. Inserirli in modo errato può danneggiare il dispositivo e la garanzia. Non usare mai batterie ricaricabili. Utilizzare batterie monouso.
3. Sostituire il coperchio della batteria.



- Smaltimento delle batterie scariche alla parte di raccolta autorizzata soggetta alla regolamentazione di ogni singolo territorio.
- Se l'unità non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere tutte le batterie per evitare perdite che danneggino l'unità.

6. COME MANTENERE E CONSERVARE L'UNITÀ

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua di rubinetto.

- Non utilizzare alcol, benzene, diluenti o altri prodotti chimici aggressivi per pulire il dispositivo o il bracciale.
- Prima dell'uso, lavarsi le mani. Non lavare o bagnare il bracciale.
- Evitare di posizionare l'unità in presenza di luce solare diretta, umidità elevata o polvere.
- Arrotolare il bracciale a pressione e riporlo nella sua custodia.

7.COME PREVENIRE UN MALFUNZIONAMENTO

- Non far cadere il dispositivo ed evitare barattoli improvvisi o urti.
- Non inserire altri oggetti in nessun foro.
- Non tentare di smontare l'unità.
- Non immergere l'unità in acqua.
- Il monitor potrebbe non soddisfare le specifiche prestazionali o causare rischi per la sicurezza se conservato o utilizzato al di fuori dei limiti di temperatura e umidità specificati nelle specifiche.

&SPECIFICHE TECNICHE

Nome Prodotto	BewellConnect®MyTensio
Modello	BW-BT1
Classificazione	Class IIa
Metodo misurazione	Oscillometrico
Indicazioni	Schermo CD 50 x 66 mm (1,97 x 2,6 in) retroilluminato Verde, Rosso, Giallo
Dimensioni	95 x 132 x 45 mm (3,74 x 5,2 x 1,77 in)
Peso	245g (0,5 lb)
Campo di misure	Press. cuffia : 0-299 mmHg Sistolica: 60-260 mmHg Diastolica: 40-199 mmHg Pulsazioni: 40-180 B/min.
Accuratezza	Pressione: ±3 mmHg Pulsazioni ±5%
Gonfiamento	Automatico
Sgonfiamento	Automatico
Funzioni	IHB icon WHO function
Cuffia	Avanbraccio 22-42cm (8,6-16,5 in)
Norme d'uso	Temperatura 10°C-40°C (50°F-104°F) Umidità: 15-90% RH, altitudine >2000 m/6562 ft Pressione atmosferica : 70-106 kPa
Condizioni di conservazione	Temperatura -25°C-60°C (-13°F-140°F) Umidità: 10-95% RH, altitudine >2000 m/6562 ft Pressione atmosferica : 80-105 Kpa
Tecnologia	MWI Technology (Measure While Inflating) - (Silent pump)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Batteria	4 AA alkaline batteries
Vita media	2 years
Stop automatico	2 minutes
Voltaggio	3.7V
Tempo di misura	< 3min
Accessori inclusi	1 custodia in microfibra, 1 manuale ,4 AA batterie Alkaline 1 bracciale

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica uno dei seguenti problemi, fare riferimento a questa guida alla risoluzione dei problemi per risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	SOLUZIONE
Il display LCD mostra risultati anomali	Il bracciale non è posizionato correttamente o non era abbastanza stretto	Indossare correttamente il bracciale e riprovare
	Posizione errata durante la misurazione	Reread "instructions" and retry
	Durante la misurazione hai parlato, ti sei commosso o agitato, eccitato o nervoso.	Riprova dopo esserti calmato. Non parlare o muoversi durante il test
	Aritmia	L'apparecchio non è adatto per persone che soffrono di gravi aritmie cardiache.
LCD mostra ERR	Ti sei spostato durante la misurazione.	Riprova. Non muoversi durante il test
Nessuna risposta quando si preme il pulsante	Batteria scarica	Cambiare le batterie
Nessun trasferimento di dati sul tuo smartphone / tablet	Connessione Bluetooth disattivata	Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone / tablet
	Smartphone o tablet incompatibili	Verifica che il tuo smartphone o tablet abbia Bluetooth 4.0
Le 3 misurazioni non vengono completate, la misurazione si interrompe	Contatto con la fascia da braccio insufficiente	Rifare la misurazione

Note: Prima di fare la misurazione rilassarsi per 10 minuti.

bewell[®]
connect



MyTensio