

NOVIAcare
garantisce la sicurezza
degli anziani a casa





LA RISPOSTA ALLA SFIDA



NOVIAcare per il monitoraggio e la sicurezza a casa




RASSICURARE

Scansiona quotidianamente 5 indicatori di buona salute e consente a chi ti circonda di osservare da remoto.


AVVISARE


Rileva e segnala situazioni anomale a un call center attivo 24 ore su 24 o ai parenti, per una verifica e un supporto immediato

Una tecnologia compatta, brevettata e Plug&Play



 Lavora senza telecamere

 Lavora senza wi-fi Internet

 Non richiede installazione

Disponibile sur App Store  DISPONIBLE SUR Google play 

Una tecnologia compatta, brevettata e Plug&Play

THE BOX



« E' mattina , ti auguro buona giornata »


« E' ora di prendere la tua medicina »

« Fa caldo, ricordati di bere »

- Interfono (in caso di allerta)
- Accompagnamento vocale (multilingua)
- Orologio parlante
- Promemoria farmaco
- Temperatura & livello di umidità in casa
- Base unità luminosa
- Ottimi indicatori della salute
- Batteria (Autonomia di 24 ore in caso di interruzione di corrente)
- SIM Card multi-operatore (inclusa)



24h/24



15 cm



Una tecnologia compatta, brevettata e Plug&Play



Pulsante di richiesta soccorso




Pulsante di richiesta soccorso
Informazioni sistema
Orario
Altoparlante
Pulsante centrale
Temperatura e Umidità
Pulsante principale «MENU»

Sensore movimento
Banda luminosa
Microfono



Alloggiamento batteria (2 anni)

Rileva il movimento



Portata azione dispositivo

Una tecnologia compatta, brevettata e Plug&Play

SENSORE



High Performance (6 in 1)

-  Movimento
-  Accelerometro
-  Giroscopio
-  Luminosità
-  Temperatura
-  Umidità

Soggiorno

(Box)



Cucina



Bagno



Stanza




Bagno



Ingresso

(sensor + 1 magnet)



GLI INDICATORI DELLA SALUTE



Logo bianco su sfondo blu retroilluminato: indica che il sistema è nel periodo di apprendimento. Questo periodo di apprendimento dura 1 mese a partire dalla data di installazione.



Logo verde scuro: indica che le abitudini della vita sono eccellenti. Queste sono coerenti con le abitudini della vita appresa



Logo verde chiaro: indica che le abitudini della vita sono buone. Malgrado un leggero cambiamento questi sono coerenti con le abitudini apprese.



Logo giallo: indica che c'è un leggero cambiamento delle abitudini



Logo arancione: indica che le abitudini della vita sono cambiate






Logo rosso: indica che le abitudini della vita sono molto cambiate in rapporto all'apprendimento iniziale


Rassicura i tuoi cari grazie all' APP mobile

CONTROLLA & CONFIGURA

la box da remoto



WORKFLOW DATA IN / OUT





Grazie

Per maggiori informazioni

Tel. 071 2901262

Email: info@aditechsrl.com

