

SiDLY Care Pro vs SiDLY Vital Care



Dispositivi medicali MDR 745 Classe IIa

Le caratteristiche del **Sidly Care Pro** e del **Sidly Vital** comprendono SOS, rilevazione automatica delle cadute, GPS, frequenza cardiaca, SpO₂, comunicazione bidirezionale, promemoria farmaci.

Il **Vital Care**, introduce un vero display e diverse modalità di utilizzo: Basic, Extended e Advanced. Nelle modalità più avanzate può mostrare direttamente sul bracciale i parametri medici e le informazioni sull'attività.

Di seguito una tabella comparativa tra i 2 dispositivi → → → → → → → → → →

CONFRONTO TECNICO COMPLETO



CARATTERISTICHE	SiDLY Care Pro	SiDLY Vital Care	Vantaggio
Classe dispositivo	IIa	IIa	Unici nel suo settore
Rete cellulare	2G/GPRS	2G + 4G/LTE	 Vital
GPS	☒	☒	=
A-GPS	☒	☒	=
Wi-Fi per localizzazione	☒	☒	=
Localizzazione in caso SOS	☒	☒	=
Geofencing / zone sicurezza	☒	☒	=
SOS fisico	☒	☒	=
Chiamata vocale	☒	☒	=
Contatti emergenza	3	3	=
Rilevamento caduta	☒	☒	=
Sensibilità caduta regolabile	5 livelli	5 livelli	=
Rilevamento immobilità	☒	☒	=
Sensore rimozione bracciale	☒	☒	=
Calibrazione sensore misure	☒	☒	 Vital
Battito cardiaco	☒	☒	=
SpO ₂	☒	☒	=
Misurazione manuale	☒ /limitata all'ecosistema	☒ direttamente anche dal dispositivo	 Vital
Visualizzazione battito sul dispositivo	☒	☒	 Vital
Visualizzazione SpO ₂ sul dispositivo	☒	☒	 Vital
Storico ultime misurazioni sul dispositivo	☒	☒ ultime 6	 Vital
Intervallo misurazioni automatiche	☒	☒	=
Accuratezza battito a riposo	±3 bpm	±3 bpm	=
Accuratezza SpO ₂	±3%	±3%	=

CARATTERISTICHE

Risoluzione battito

Risoluzione SpO₂

Pedometro

Monitoraggio attività

Analisi sonno

BMI

BMR

Fabbisogno idrico

Meteo sul dispositivo

Promemoria farmaci

Lista farmaci sul dispositivo

Chiamata a contatto dal
dispositivo

Display

Informazioni ora/data

Indicatore batteria

Indicatore rete

Interazione

Accelerometro

Giroscopio

Bluetooth

Batteria

Autonomia dichiarata

Tempo ricarica

Ricarica

Impermeabilità

App

App iOS/Android

SiDLY Care Pro

1 bpm

1%

✓

✓

✗ non indicata

✗

✗

✗

✗

✓

✗

principalmente
SOS

✗

✗

LED/voce

LED/voce

SOS + LED +
voce

sensore caduta

—

—

560 mAh

—

~3 h

induzione

IP67

SiDLY Care

✓

SiDLY Vital Care

1 bpm

1%

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ **vocale con dettaglio
del farmaco da prendere**

✓ **selezionabile dai 3
contatti**

OLED monocromatico

schermo

schermo

schermo

SOS + display + tocchi

accelerometro 3D

✓

BLE

600 mAh

fino a 3 giorni

~2 h

stazione magnetica

IP67

SiDLY Health

✓

Vantaggio

=

=

=

=

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

=

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital

● Vital*

● Vital

● Vital

=

● Vital

=



4G: per me è una delle differenze più importanti

Qui sceglierei **Vital Care**.

Care Pro comunica tramite **2G/GPRS**, mentre **Vital Care** supporta **2G e 4G/LTE**.

Se stai acquistando oggi un dispositivo che dovrebbe rimanere in uso per parecchio tempo, avere il 4G è un vantaggio importante.



Batteria: Vital Care più veloce nella ricarica

Il Vital Care ha una batteria da **600 mAh** contro i **560 mAh** del Care Pro, il Vital Care ha un'autonomia **fino a 3 giorni**.

La ricarica è invece più rapida: circa **2 ore**, contro circa **3 ore** del Care Pro.

Quindi: **Vital Care** → **batteria leggermente maggiore + ricarica più veloce**.

UNA CONSIDERAZIONE IMPORTANTE

Non vedo il **Vital Care** come un semplice "**Care Pro migliorato**".

Sono due filosofie abbastanza diverse:

- **Care Pro** → **sicurezza e teleassistenza prima di tutto**.
- **Vital Care** → **sicurezza + teleassistenza + smartwatch/monitoraggio della salute + A.I.**

Oggi, con una differenza di prezzo ragionevole, prenderei **Vital Care**.

Il 4G, il display, la possibilità di vedere e avviare le misurazioni direttamente dal dispositivo e le funzioni aggiuntive lo rendono molto più completo.