



Acquisizione
Parametri

Monitoraggio
Live da remoto

Storage e Analisi

Riconoscimento
Eventi

Archivio
Pazienti

Login »

Inserisci le tue credenziali

User:
admin


Password:

Accedi

Register new account

Aditech Life

**ACQUISIZIONE
DA REMOTO
E IN REAL-TIME
DI PARAMETRI
FISIOLOGICI
E LORO
CORRELAZIONE**



TRACCIATO ECG



FREQUENZA CARDIACA



FREQUENZA RESPIRATORIA




ATTIVITA'



POSTURA




TEMPERATURA



ECG MONODERIVAZIONE IN STREAMING NEL TEMPO ANCHE DA REMOTO

Struttura del sistema:



- Il sensore BH3 comunica via bluetooth con un tablet o smartphone Android tramite un'applicazione, Aditech Life, creata ad hoc.
- L'applicazione è in grado di inviare i dati ad un server dedicato.
- Tali dati sono memorizzati e posso essere visualizzati dal clinico in tempo reale tramite web browser.

**ESTREMA
FACILITA'D'USO**

**DEFINIZIONE DI
SOGLIE
D'INTERVENTO**

**IMPOSTAZIONE
ALLARMI**

**IL TELEFONO
PUO' ESSERE
NORMALMENTE
UTILIZZATO**

**ECG
IN
REAL-TIME**

**ACCESSO
WEB**

**QUERY
DI
RICERCA**

**REGISTRAZIONE
E
STAMPA**

