

Discover MyECG app

**CONTROLLA IL TUO RITMO CARDIACO COSTANTEMENTE**



## MY ECG monotraccia 1 Canale-3 Lead



**bewell connect** **My ECG**

Fabio Padiglione - 55 ans Date:28-09-2016 13:56:01 - 71.0/min  
Amplitude: 1mV/10mm  
Tempo: 1 25min/1





Registra il tuo elettrocardiogramma in soli 30 secondi



**Obiettivi /Allarmi**

**Condivisione del dato**



**Monitoraggio del battito cardiaco e valutazione della vostra attività cardiaca**

**Registra il tuo elettrocardiogramma in soli 30 secondi**

**Disagio, mancanza di respiro, palpitazioni?**

**Rilevare eventuali anomalie nel ritmo**


**Condividi il tuo elettrocardiogramma istantaneamente con il proprio medico per ottimizzare il trattamento.**

**Facile da usare, wireless Bluetooth, con o senza elettrodi.**

**Il vostro MyECG si può portare ovunque con voi.**



Syncs automatically  
& instantly with your  
smartphone or tablet



## MyECG informazioni

### Modello

### BW-HR1

Dispositivo medicale	Classe IIa
Sistema ad induzione	1 Canale, 3 lead
Frequenza di campionamento	250Hz
Campo di misurazione della frequenza cardiaca	30bpm : 240 bpm
Memoria	20 misurazioni
Screen	Oled
Connessione	Bluetooth 4.0 LE
Dimensione	130mm (L) x 28 mm(W) x 15 mm(H)
Peso	46g (senza batteria)

**bewell**  
connect